

2026年3月

お客様各位

ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン株式会社
オペレーション部門

輸入凍結商材の輸送方法変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、米国ジャクソン研究所より供給しております輸入凍結商材の輸送方法を、運用安定化のため、下記のとおり変更いたしますのでご案内申し上げます。

今後も安定供給および高品質の維持に努めて参りますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品：米国ジャクソン研究所より出荷される輸入凍結商材
2. 変更内容：輸送用ドライシッパーを返却型からディスポーザル型へ変更します
3. 適用開始：2026年3月9日週出荷分より
4. 輸送スケジュール：
 - 金曜日：米国ジャクソン研究所から出荷
 - 翌週月曜日～水曜日：お客様施設へ納品（納品曜日にご注文ごとにご連絡いたします）
5. 輸送用ドライシッパー受取後の取扱い：
 - ご返却は不要です
 - 本体内のアルミ製容器は自治体規則に従い廃棄をお願いいたします
6. その他のご留意点：
 - 従来通り Cryoguard を添付しております
 - 温度帯上昇が確認された場合にはご連絡ください（補償対象です）

以上

上記内容に関するお問い合わせ先：

コマーシャル部門 リージョンセールス部

Tel：045-474-9340 E-mail：ask@jax.or.jp

[輸入凍結商材の輸送方法変更のご案内 添付資料：使い捨てドライシッパー仕様]

1. 容器概要

- ・ 使い捨てタイプ（返却不要）
- ・ FedEx 輸送で最大 7 日間の温度維持
- ・ Cryoguard（温度監視タグ）同梱
- ・ 改ざん防止テープ付き

2. 収納容量

- ・ 40 本ストロー
- ・ 17 本 Nunc チューブ
- ・ 8 カセット（40 ストロー）

3. 外形寸法

- ・ 高さ：15 インチ
- ・ 幅：12.5 インチ
- ・ 奥行：12.5 インチ

4. 外観および上蓋を開けた状態



5. 参考資料：以下のリンク先をご参照ください

<https://corecryolab.com/cryo-equipment/vapor-shippers/mve-bl7/>

<https://fnkprddata.blob.core.windows.net/domestic/data/datasheet/CHJ/20860675.pdf>